

# INNOWACYJNA FORMUŁA

# OSŁONKA NORMAL

SUPLEMENT DIETY

## Spis treści ulotki:

1. Co to jest produkt Osłonka Normal i w jakim celu się go stosuje
2. Zanim zastosuje się produkt Osłonka Normal
3. Jak stosować produkt Osłonka Normal
4. Jak przechowywać produkt Osłonka Normal
5. Inne informacje

### 1. Co to jest produkt Osłonka Normal i w jakim celu się go stosuje

Osłonka Normal jest innowacyjnym synbiotykiem przeznaczonym dla dorosłych i dzieci w wieku powyżej 3. roku życia. Zawiera 5 miliardów bakterii kwasu mlekowego z 4 wyselekcjonowanych szczepów: *Bifidobacterium lactis* FloraActive 32269, *Streptococcus thermophilus* FloraActive 32319, *Lactobacillus rhamnosus* FloraActive 19070-2, *Lactobacillus plantarum* FloraActive 32383 oraz Actilight® - fruktooligosacharydy (FOS), a także witaminę C.

Zastosowanie **technologii krioprotekcji (CRYO-PROTECTION)** chroni bakterie probiotyczne przed stresem mechanicznym i termicznym podczas procesu wytwarzania i przechowywania produktu oraz przed działaniem soku żołądkowego i żółci. Umożliwia to ich lepszą adaptację i przeżywalność w świetle jelit oraz zachowanie wysokiej aktywności biologicznej. Zawarty w synbiotyku Osłonka Normal **składnik odżywczy Actilight®** (fruktooligosacharydy) stanowi swoistą pożywkę niezbędną do rozwoju bakterii probiotycznych zawartych w preparacie, umożliwiając im szybsze namnażanie w przewodzie pokarmowym. Zastosowany prebiotyk Actilight® jest w niewielkim stopniu trawiony w jelicie cienkim i dociera do okrężnicy w 95%.

### Zastosowanie produktu Osłonka Normal:

- do stosowania jako uzupełnienie diety w trakcie i po antybiotykoterapii,
- witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego,
- pomaga w zachowaniu równowagi mikroflory jelitowej.



Technologia  
**CRYO-PROTECTION**  
chroni przed:

TLNEM



TEMPERATURĄ



WILGOCIĄ

KWASEM ŻOŁĄDKOWYM  
+ ŻÓLCIĄ

Zawartość składników w przeliczeniu na zalecaną dzienną porcję do spożycia:

#### Liofilizat bakterii probiotycznych:

W tym:

*Bifidobacterium lactis* FloraActive 32269  
*Streptococcus thermophilus* FloraActive 32319  
*Lactobacillus rhamnosus* FloraActive 19070-2  
*Lactobacillus plantarum* FloraActive 32383

Actilight® – fruktooligosacharydy (FOS) – prebiotyk

Witamina C

1 kapsułka:

5,0 mld bakterii  
(5,0 x 10<sup>9</sup> CFU\*)

3,500 mld  
1,040 mld  
0,208 mld  
0,250 mld

64 mg

12 mg\*\*

\* colony forming unit  
– jednostka tworząca kolonię bakterii  
\*\* 15% Referencyjnej  
Wartości Spożycia

**Składniki:** Actilight® - fruktooligosacharydy; hydrolizowane dekstryny z kukurydzy; hydroksypropylometyloceluloza; substancja przeciwzbrylająca: talk; *Bifidobacterium lactis* FloraActive 32269; kwas L-askorbinowy (witamina C); *Streptococcus thermophilus* FloraActive 32319; substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; *Lactobacillus rhamnosus* FloraActive 19070-2; *Lactobacillus plantarum* FloraActive 32383; substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu; barwnik: dwutlenek tytanu.

### 2. Zanim zastosuje się produkt Osłonka Normal

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.

### 3. Jak stosować produkt Osłonka Normal

**Zalecane spożycie:** 1 kapsułka raz dziennie. Osłonka Normal przeznaczona jest dla dorosłych i dzieci powyżej 3. roku życia. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia. Preparat zaleca się przyjmować jeszcze przez kilka dni po antybiotykoterapii.

### Dystrybutor:

Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.  
ul. Sokratesa 13D lok. 27, 01-909 Warszawa  
tel.: (22) 311 20 00, e-mail: office@aurovitas.pl

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia są ważne dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia.

**Sposób podania:** Kapsułkę należy połknąć i popić szklanką letniego płynu (np. woda, mleko, sok owocowy). Jeśli dziecko nie potrafi połknąć kapsułki, można ją otworzyć i zawartość podać na łyżeczce lub po uprzednim wymieszaniu z niewielką ilością letniej wody, mleka lub jogurtu.

### 4. Jak przechowywać produkt Osłonka Normal

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej. Chronić przed wilgocią.

### 5. Inne informacje

Suplement diety Osłonka Normal dostępna jest w opakowaniach zawierających 10 kapsulek (2,07 g).