



INNOWACYJNA FORMUŁA OSŁONKA NORMAL

SUPLEMENT DIETY

Spis treści ulotki:

1. Co to jest produkt Osłonka Normal i w jakim celu się go stosuje
2. Zanim zastosuje się produkt Osłonka Normal
3. Jak stosować produkt Osłonka Normal
4. Jak przechowywać produkt Osłonka Normal
5. Inne informacje

1. Co to jest produkt Osłonka Normal i w jakim celu się go stosuje

Osłonka Normal jest innowacyjnym synbiotykiem przeznaczonym dla dorosłych i dzieci w wieku powyżej 3. roku życia. Zawiera 5 miliardów bakterii kwasu mlekowego z 4 wyselekcjonowanych szczepów: *Bifidobacterium lactis* FloraActive 32269, *Streptococcus thermophilus* FloraActive 32319, *Lactobacillus rhamnosus* FloraActive 19070-2, *Lactobacillus plantarum* FloraActive 32383 oraz Actilight® - fruktooligosacharydy (FOS), a także witaminę C.

Zastosowanie **technologii krioprotekcji (CRYO-PROTECTION)** chroni bakterie probiotyczne przed stresem mechanicznym i termicznym podczas procesu wytwarzania i przechowywania produktu oraz przed działaniem soku żołądkowego i żółci. Umożliwia to ich lepszą adaptację i przeżywalność w świetle jelit oraz zachowanie wysokiej aktywności biologicznej. Zawarty w synbiotyku Osłonka Normal **składnik odżywczy Actilight®** (fruktooligosacharydy) stanowi swoistą pożywkę niezbędną do rozwoju bakterii probiotycznych zawartych w preparacie, umożliwiając im szybsze namnażanie w przewodzie pokarmowym. Zastosowany prebiotyk Actilight® jest w niewielkim stopniu trawiony w jelicie cienkim i dociera do okrężnicy w 95%.

Zastosowanie produktu Osłonka Normal:

- do stosowania jako uzupełnienie diety w trakcie i po antybiotykoterapii,
- witamina C pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego,
- pomaga w zachowaniu równowagi mikroflory jelitowej.



Technologia CRYO-PROTECTION chroni przed:

TLENEM



TEMPERATURĄ



WILGOCIĄ

KWASEM ŻOŁĄDKOWYM + ŻOŁCIĄ

Zawartość składników w przeliczeniu na zalecaną dzienną porcję do spożycia:

Liofilizat bakterii probiotycznych:

W tym:

Bifidobacterium lactis FloraActive 32269
Streptococcus thermophilus FloraActive 32319
Lactobacillus rhamnosus FloraActive 19070-2
Lactobacillus plantarum FloraActive 32383

Actilight® – fruktooligosacharydy (FOS) – prebiotyk

Witamina C

1 kapsułka:

5,0 mld bakterii
(5,0 x 10⁹ CFU*)

3,500 mld
1,040 mld
0,208 mld
0,250 mld

64 mg

12 mg**

* colony forming unit
– jednostka tworząca kolonię bakterii

** 15% Referencyjnej Wartości Spożycia

Składniki: Actilight® - fruktooligosacharydy; hydrolizowane dekstryny z kukurydzy; hydroksypropylometyloceluloza; substancja przeciwzbrylająca: talk; *Bifidobacterium lactis* FloraActive 32269; kwas L-askorbinowy (witamina C); *Streptococcus thermophilus* FloraActive 32319; substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; *Lactobacillus rhamnosus* FloraActive 19070-2; *Lactobacillus plantarum* FloraActive 32383; substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu; barwnik: dwutlenek tytanu.

2. Zanim zastosuje się produkt Osłonka Normal

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu.

3. Jak stosować produkt Osłonka Normal

Zalecane spożycie: 1 kapsułka raz dziennie. Osłonka Normal przeznaczona jest dla dorosłych i dzieci powyżej 3. roku życia. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia. Preparat zaleca się przyjmować jeszcze przez kilka dni po antybiotykoterapii.

Dystrybutor:

Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o.
ul. Sokratesa 13D lok. 27, 01-909 Warszawa
tel.: (22) 311 20 00, e-mail: office@urovitas.pl

Suplementy diety nie mogą być stosowane jako substytut zróżnicowanej diety. Zrównoważony sposób żywienia i zdrowy tryb życia są ważne dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia.

Sposób podania: Kapsułkę należy połknąć i popić szklanką letniego płynu (np. woda, mleko, sok owocowy). Jeśli dziecko nie potrafi połknąć kapsułki, można ją otworzyć i zawartość podać na łyżeczce lub po uprzednim wymieszaniu z niewielką ilością letniej wody, mleka lub jogurtu.

4. Jak przechowywać produkt Osłonka Normal

Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci, w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej. Chronić przed wilgocią.

5. Inne informacje

Suplement diety Osłonka Normal dostępna jest w opakowaniach zawierających 10 kapsułek (2,07 g).

0632/03

